



Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist



Vollgesichts-Schutzschild **und Ersatzvisier**

Das Vollgesichts-Schutzschild deckt die Mund-, Nasen- und Augenbereiche ab. Das Schutzschild eignet sich perfekt als Spritzschutz für Anwender mit direktem Patienten- und Kundenkontakt, die nicht durch feste Plexiglaswände geschützt werden können. Dazu zählen unter anderem Zahnärzte und Mitarbeiter aus dem Dentalbereich, Friseure, Kosmetiker, medizinisches Personal, Pflegekräfte usw.

Wie nutze ich das Schutzschild?

1. Entfernen Sie beidseitig die Schutzfolie vom Visier des Gesichtsschildes
2. Führen Sie das Schutzvisier in die Halterung ein, indem Sie die drei Aussparungen in die Zapfen der Halterung einklicken.
3. Das elastische Band kann individuell an die Kopfform des Anwenders angepasst werden. Befestigen Sie das Elastikband nach Bedarf (Kopfumfang) am Abschlussaken des Rahmens.

Das im Polybeutel hygienisch verpackte Gesichts-Schutzschild besteht aus dem blauen Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen (PP), einem auswechselbaren transparenten Visier aus PETG und einem schwarzen Elastikband. Der Rahmen ist autoklavierbar bis zu 134°C, das Visier kann mit handelsüblichen Oberflächendesinfektionsmitteln desinfiziert werden. Das Produkt ist persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Das Schutzschild bietet Schutz gegen minimale Risiken / Spritzwasserschutz.

1 Vollgesichts-Schutzschild € _____ pro Stück

5 Ersatzvisiere € _____ pro Beutel

Stand: 05.2019